


B-06A, block

■ BESCHREIBUNG

B-06A Block für eine Deep-Well-Platte Axygen® 96/600 µl - Cat.No. P-DW-500C



■ KAT.-NUMMER

BS-010159-KK

B-06A Block für eine Deep-Well-Platte Axygen®
96/600 µl



TS-DW
Without thermoblock
Thermoschüttler für Deep-Well-Platten

Der **TS-DW** Thermoschüttler wurde zum Schütteln und Temperieren von Deep-Well-Platten entworfen. Ein Multisystemprinzip, das beim Entwurf von Thermoschüttlern verwendet wird, integriert den Betrieb von 3 unabhängigen Geräten in einem:

- Inkubator; ...

[Mehr](#)