

R-0.5/0.2M, rotor

BESCHREIBUNG

Rotor für 12 x 0,5ml- und 12 x 0,2ml-Mikroteströhrchen

TECHNISCHE DATEN

Menge von 0,5 ml Röhrchen	12
Menge von 0,2 ml Röhrchen	12



KAT.-NUMMER

BS-010201-BK

Rotor R-0.5/0.2M



FV-2400 Mikrospin
Mit Rotoren R-1.5M, R-0.5/0.2M
Minizentrifuge-Vortex

Die Minizentrifuge/Vortex Mikro-Spin **FV-2400** wurde speziell für die gentechnische Forschung entworfen (für PCR-diagnostische Experimente). Die Geräte können in mikrobiologischen, biochemischen, klinischen Laboren und biotechnischen Industrielaboren eingesetzt werden.

Der Mikro-Spin bietet ...

[Mehr](#)