

# SR-64, rotor

## BESCHREIBUNG

Rotor für 8 x 8-Schnitt 0,2ml-Mikroteststreifen

## TECHNISCHE DATEN

Menge von 0,2 ml Röhrchen

64

8-section strips

8



## KAT.-NUMMER

BS-010201-EK

Rotor SR-64



**FV-2400 Mikrospin**  
Mit Rotoren R-1.5M, R-0.5/0.2M  
Minicentrifuge-Vortex

Die Minicentrifuge/Vortex Mikro-Spin **FV-2400** wurde speziell für die gentechnische Forschung entworfen (für PCR-diagnostische Experimente). Die Geräte können in mikrobiologischen, biochemischen, klinischen Laboren und biotechnischen Industrielaboren eingesetzt werden.

Der Mikro-Spin bietet ...

[Mehr](#)