

A-05, Adapter

BESCHREIBUNG

Adapter 12 Stück für 0,5ml-Röhrchen

TECHNISCHE DATEN

Menge von 0,5 ml Röhrchen

12



KAT.-NUMMER

BS-010213-AK

A-05 Adapter - 12 Stück für 0,5ml-Röhrchen

ZUBEHÖR



Microspin 12 Plus

Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05
 Hochgeschwindigkeits Minizentrifuge

Die High-Speed Minizentrifuge **Microspin 12 Plus** ist eine kompakte Tischzentrifuge für biochemische Labore.

Die **Microspin 12 Plus** wird zur Extraktion von RNA-/DNA-Proben, Sedimentierung von biologischen Komponenten, biochemischen und chemischen Analyse ...

[Mehr](#)



Microspin 12

Including MSL-SC lid, adapters A-02, A-05
 Hochgeschwindigkeits Minizentrifuge

Die High-Speed Minizentrifuge **Microspin 12** ist eine kompakte Tischzentrifuge für biochemische Labore.

Die **Microspin 12** wird zur Extraktion von RNA-/DNA-Proben, Sedimentierung von biologischen Komponenten, biochemischen und chemischen Analyse von Mikroproben ...

[Mehr](#)