

BN-16/100, Adapter-Set

BESCHREIBUNG

Für Rotor R-12/10, Ri-12/10 optional Adapterset (12 St.) - BN-16/100 für Vacutainer 8-10 ml [16x100]



KAT.-NUMMER

BS-010208-RK

Für Rotor R-12/10, Ri-12/10 optional Adapterset (12 St.) - BN-16/100 für Vacutainer 8-10 ml

ZUBEHÖR



LMC-3000
 Without rotor
 Laborzentrifuge

LMC-3000 ist eine moderne Tischzentrifuge mit niedriger Geschwindigkeit für den Betrieb mit Mikrottestplatten und Zentrifugenröhrchen bis zu 50ml. Dieses Gerät wird häufig in Laboren mit biochemischem Profil eingesetzt.

Merkmale:

- Sanftes ...

[Mehr](#)



LMC-4200R
 Without rotor
 Gekühlte Laborzentrifuge

Die Tischzentrifuge für Labore mit Kühlung **LMC-4200R** bietet Temperaturregelung des Biomaterials während der Zentrifugation. Die Temperaturregelung des sog. „Kühlregals“ ist unter Enzymologen und Zellbiologen unabdingbar, weil sie die Reproduzierbarkeit ...

[Mehr](#)



LMC-56
 Without rotor
 Laborzentrifuge

Neue moderne Laborzentrifuge **LMC-56**, die für die bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Entnahme der erforderlichen Proben konzipiert wurde. Sie ermöglicht den Betrieb mit Röhrchen, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikrotteströhrchen und Platten.

Unsere ...

[Mehr](#)



R-12/10
BS-010208-BK
 Rotor

Ausschwingrotor für Zentrifugenröhrchen mit rundem Unterteil.



Ri-12/10
BS-010221-MK
 Rotor

Ausschwingrotor für Zentrifugenröhrchen mit rundem Unterteil.