

B10-13, block

BESCHREIBUNG

Ø13 mm x 10 Sockel, flacher Boden, Tiefe 30 mm

TECHNISCHE DATEN

Tiefe	30 mm
Kapazität	10
Durchmesser	13 mm



KAT.-NUMMER

BS-010418-LK

B10-13



CH 3-150
Without thermoblock
Heiz- und Kühlthermostat

Der Combitherm-2 CH 3-150 wurde speziell zur Wärmestabilisierung von Materialien bei Temperaturen von -3°C bis +150°C - je nach Analysemethode - entworfen. Um nützliche Funktionalität und geringen Platzbedarf zu gewährleisten, ...

[Mehr](#)