

TR-5/30, Gestell

BESCHREIBUNG

Gestell für Proberöhrchen für ø30mm-Röhrchen, kapazität 5. 155x90x112mm

TECHNISCHE DATEN

Kapazität

5

Röhrchengröße

ø 30 mm



KAT.-NUMMER

BS-010406-KK

Gestell für Proberöhrchen für ø30mm-Röhrchen,
kapazität 5



WB-4MS
With base BP-1 and lid
Gerührtes Wasserbad

Der Wasserbadthermostat **WB-4MS** wurde für chemische, pharmazeutische, medizinische und biologische Forschungslabors entworfen.

Der **WB-4MS** bietet erhöhte Temperaturstabilisierung (bis 0,1°C) dank seines eingebauten Magnetrührers (Temperatureinstellung 250-1.000 rpm).

Leichtes Einrichten, hohe Temperaturgenauigkeit, ...

[Mehr](#)