


TR-44/11, Gestell

BESCHREIBUNG

Gestell für Proberöhrchen für 2 / 1,5ml-Mikrozentrifugenröhrchen, kapazität 44. 155x90x112mm

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	44
Röhrchengröße	2 / 1.5 ml



KAT.-NUMMER

BS-010406-JK

Gestell für Proberöhrchen für 2 / 1,5ml-Mikrozentrifugenröhrchen, kapazität 44



WB-4MS
With base BP-1 and lid
Gerührtes Wasserbad

Der Wasserbadthermostat **WB-4MS** wurde für chemische, pharmazeutische, medizinische und biologische Forschungslabors entworfen.

Der **WB-4MS** bietet erhöhte Temperaturstabilisierung (bis 0,1°C) dank seines eingebauten Magnetrührers (Temperatureinstellung 250-1.000 rpm).

Leichtes Einrichten, hohe Temperaturgenauigkeit, ...

[Mehr](#)