

HTP-1, halter

BESCHREIBUNG

HTP-1, halter für Temperatursonde



KAT.-NUMMER

BS-010309-FK

HTP-1, halter für Temperatursonde

ZUBEHÖR



MMS-3000

BS-010305-AAF

High-Speed Magnetrührer

Die **MMS-3000** sind kompakte Magnetrührer mit Edelstahlarbeitsfläche. Die Geräte bieten Rührung von Flüssigkeiten bei einer Rotationsgeschwindigkeit des Magnetelements bis zu 3000 rpm. Bis heute ist es das wertvollste Gerät mit ...

[Mehr](#)



MSH-300

BS-010302-OAA

Magnetrührer mit Heizplatte

Der **MSH-300** ist ein Magnetrührer der neuen Generation. Die Einkapselung der Rührer ist aus Metall und mit Emaille pulverbeschichtet für chemische Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Die Rührer sind mit ...

[Mehr](#)



Intelli-Stirrer MSH-300i

BS-010309-AAA

Magnetrührer mit Heizplatte

Der **Intelli-Rührer MSH-300i** ist ein Magnetrührer der neuen Generation. Die Einkapselung der Rührer ist aus Metall und mit Emaille pulverbeschichtet für chemische Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. Die Rührer sind ...

[Mehr](#)