

Glasprobenröhrchen 16mm

BESCHREIBUNG

Glasprobenröhrchen 16x100mm, hoher Borosilikatgehalt, PP-Kappe mit Silikonpolster.
Verpackung: 100 Stück/Karton

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser	16 mm
Höhe	100 mm



KAT.-NUMMER

BS-050102-MK

Glasprobenröhrchen mit Deckel 16x100mm, 100 Stk.

ZUBEHÖR



DEN-1
BS-050102-AAF
Densitometer

(Suspensionstrübungsmelder)

Densitometer werden zur Messung der Zellsuspensionstrübung in folgendem Bereich entworfen 0,0-6,0 McFarland-Einheiten (0 - 180×10^7 Zellen/ml).

Densitometer ermöglichen die Messung der Lösungsstrübung in einem großen Bereich (bis zu 15,0 ...

[Mehr](#)



DEN-1B
BS-050104-AAF
Densitometer

(Suspensionstrübungsmelder)

Densitometer werden zur Messung der Zellsuspensionstrübung in folgendem Bereich entworfen 0,0-6,0 McFarland-Einheiten (0 - 180×10^7 Zellen/ml).

Densitometer ermöglichen die Messung der Lösungsstrübung in einem großen Bereich (bis zu 15,0 ...

[Mehr](#)



DEN-600
BS-050109-AAA
Photometer

DEN-600 ist ein kompaktes, tragbares, wiederaufladbares, batteriebetriebenes Photometer. DEN-600 besteht aus einem optischen System mit einer Wellenlänge von 600 nm, mit dem folgendem angewendet werden kann: 1) Abs (OD600) Verfahren ...

[Mehr](#)