

# 1-Position-Stativ

## BESCHREIBUNG

## TECHNISCHE DATEN

Kapazität	1
-----------	---



## KAT.-NUMMER

BS-010524	1-Position-Stativ
-----------	-------------------

## ZUBEHÖR



Assist  
Adjustable volume pipettes - Single channel  
Pipetten Serie

Die Pipetten der Assist-Serie sind Ein-Kanal- oder 8-/12-Kanal-Pipetten mit variablem Volumen, die der Messung oder Überführung von Volumina von 0,1 µl bis 10.000 µl (je nach Modell) dienen.

Mehrkanal-Pipetten werden in vier ...

[Mehr](#)



Assist  
Adjustable volume pipettes - Single channel  
Pipettenserie mit Volumensperre

Die Pipetten der Assist-Serie mit Volumensperre sind Ein-Kanal- oder 8-/12-Kanal-Pipetten mit variablem Volumen, die der Messung oder Überführung von Volumina von 0,1 µl bis 10.000 µl (je nach Modell) dienen.

Mehrkanal-Pipetten werden ...

[Mehr](#)