

R-24/10, Rotor

BESCHREIBUNG

Ausschwingrotor für Zentrifugenröhrchen mit rundem Unterteil

TECHNISCHE DATEN


Rotortyp	Ausschwingrotor
Abmessungen (Ø x Länge)	16 × 105 mm
Kapazität	24
Volumen der Röhrchen	10–15 ml
Max. Geschwindigkeit	4000 rpm
Max. RCF: LMC-4200R	2860 × g
Rohrhersteller	Nunc, Greiner, Greiner Bio-one, TPP etc.
Autoklavierbar	+



KAT.-NUMMER

BS-010212-JK

Rotor R-24/10



LMC-4200R

Without rotor
Gekühlte Laborzentrifuge

Die Tischzentrifuge für Labore mit Kühlung **LMC-4200R** bietet Temperaturregelung des Biomaterials während der Zentrifugation. Die Temperaturregelung des sogenannten „Kühlregals“ ist unter Enzymologen und Zellbiologen unabdingbar, weil sie die Reproduzierbarkeit ...

[Mehr](#)



BN-13/75-24

BS-010221-RK
Adapter-Set

Für Rotor R-24/10, Ri-24/10 optional Adapterset (24 St.) - BN-13/75-24 für Vacutainer 2-5 ml [13x75]



BN-13/100-24

BS-010221-SK
Adapter-Set

Für Rotor R-24/10, Ri-24/10 optional Adapterset (24 St.) - BN-13/100-24 für Vacutainer 4-8 ml [13x100]



BN-16/100-24

BS-010221-TK
Adapter-Set

Für Rotor R-24/10, Ri-24/10 optional Adapterset (24 St.) - BN-16/100-24 für Vacutainer 8-10 ml [16x100]



RR-U

BS-010208-UK
Rotorhalter

Rotorhalter



BN-16/90

BS-010208-SK

Ersatzadaptersatz für Rotor R-12/10, R-24/10 (12 Stück).