


Externer Vorfiltersatz (Polyphosphat / Kohle / 1 µm) mit Manometer

BESCHREIBUNG



KAT.-NUMMER

BS-070104-LK

Externer Vorfiltersatz (Polyphosphat / Kohle / 1 µm) mit Manometer

ZUBEHÖR



Labqua Trace
BS-070105-A02
reinstwassersysteme

Labqua Trace produziert Wasser, das die Anforderungen an anorganische Analysemethoden erfüllt.



Labqua HPLC
BS-070104-A02
reinstwassersysteme

Labqua HPLC produziert Wasser mit sehr niedrigem Gehalt an organischem Kohlenstoff (TOC), das die Anforderungen an die Methoden der Flüssigkeitschromatographie erfüllt. **Labqua HPLC**-Wasser kann ebenfalls für einige mikrobiologische und ...

[Mehr](#)



Labqua Bio
30 l Vorrattank
reinstwassersysteme

Das **Labqua Bio**-System produziert Wasser mit sehr niedrigem organischem Gehalt bzw. Gehalt an RNase/DNase, das sich für den Einsatz in der Molekularbiologie eignet, einschließlich RNase-sensitiver Anwendungen.