


Stapelkit für 3 × ES-20/80 | ES-20/80C

BESCHREIBUNG



KAT.-NUMMER

BS-010167-PK

Stapelkit für 3 × ES-20/80 | ES-20/80C

ZUBEHÖR



ES-20/80

Software included, without platform
Orbitaler Schüttler-Inkubator

Der ES-20/80 Schüttler-Inkubator ist ein professionelles Gerät für biotechnologische und pharmazeutische Labore. Zu den typischen Anwendungen gehören die Kultivierung von mikrobiellen Kulturen und Zellkulturen, die Proteinexpression, Löslichkeitsstudien, allgemeines Mischen sowie ...

[Mehr](#)



ES-20/80C

Software included, without platform
Orbitaler Schüttler-Inkubator mit Kühler

Der ES-20/80C Schüttler-Inkubator ist ein professionelles Gerät für biotechnologische und pharmazeutische Labore. Zu den typischen Anwendungen gehören die Kultivierung von mikrobiellen Kulturen und Zellkulturen, die Proteinexpression, Löslichkeitsstudien, allgemeines Mischen sowie ...

[Mehr](#)