

Bluetooth-Adapter

BESCHREIBUNG



KAT.-NUMMER

BS-010425-FK

Bluetooth-Adapter



S-Bt Smart Biotherm

Software included + RS6, rack with 3 shelves
kompakter CO₂-Inkubator

S-Bt Smart Biotherm wurde für den Einsatz in der Zellbiologie (Arbeiten mit tierischen Zellkulturen und Geweben), Molekularbiologie (DNA/RNA-Reaktionsanalyse, Hybridisierungsreaktionen), Biotechnologie (Synthese von Zielproteinen und anderen Molekülen), Immunologie (Synthese von Antikörpern ...

[Mehr](#)