

TR-30/13, Gestell

BESCHREIBUNG

Gestell für Proberöhrchen für $\varnothing 10$ - bis $\varnothing 13$ mm-Röhrchen, kapazität 30. 155x90x112mm

TECHNISCHE DATEN

Röhrchengröße

$\varnothing 10-13$ mm

Kapazität

30



KAT.-NUMMER

BS-010406-IK

Gestell für Proberöhrchen für $\varnothing 10$ - bis $\varnothing 13$ mm-Röhrchen, kapazität 30



WB-4MS
With base BP-1 and lid
Gerührtes Wasserbad

Der Wasserbadthermostat **WB-4MS** wurde für chemische, pharmazeutische, medizinische und biologische Forschungslabors entworfen.

Der **WB-4MS** bietet erhöhte Temperaturstabilisierung (bis 0,1°C) dank seines eingebauten Magnetrührers (Temperatureinstellung 250-1.000 rpm).

Leichtes Einrichten, hohe Temperaturgenauigkeit, ...

[Mehr](#)