

# BN-17/120

## BESCHREIBUNG

Ersatzadaptersatz für Rotor R-12/15 (12 Stück).

## TECHNISCHE DATEN

Volumen der Röhren	15 ml
Max. Geschwindigkeit	4200 rpm
Rohrhersteller	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.
Autoklavierbar	+



## KAT.-NUMMER

BS-010208-TK

BN-17/120

## ZUBEHÖR



**LMC-3000**  
Without rotor  
Laborzentrifuge

**LMC-3000** ist eine moderne Tischzentrifuge mit niedriger Geschwindigkeit für den Betrieb mit Mikrotestplatten und Zentrifugenröhrchen bis zu 50ml. Dieses Gerät wird häufig in Laboren mit biochemischem Profil eingesetzt.

Merkmale:

- Sanftes ...

[Mehr](#)



**LMC-12**  
Without rotor  
Laborzentrifuge

**LMC-3000** ist eine moderne Tischzentrifuge mit niedriger Geschwindigkeit für den Betrieb mit Mikrotestplatten und Zentrifugenröhrchen bis zu 50ml. Dieses Gerät wird häufig in Laboren mit biochemischem Profil eingesetzt.

Merkmale:

- Sanftes ...

[Mehr](#)



**LMC-4200R**  
Without rotor  
gekühlte Laborzentrifuge

Die Tischzentrifuge für Labore mit Kühlung **LMC-4200R** bietet Temperaturregelung des Biomaterials während der Zentrifugation. Die Temperaturregelung des sogen. „Kühlregals“ ist unter Enzymologen und Zellbiologen unabdingbar, weil sie die Reproduzierbarkeit ...

[Mehr](#)



**Ri-12/15**  
BS-010221-KK  
Rotor

Ausschwingrotor für Zentrifugenröhrchen mit konischem Unterteil.



**R-12/15**  
BS-010208-EK  
Rotor

Ausschwingrotor für Zentrifugenröhrchen mit konischem Unterteil.