

Ri-6, Rotor

BESCHREIBUNG

Ausschwingrotor für Zentrifugenröhrchen mit konischem Unterteil. Aluminiumeimer.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|--|
| Röhrchenhalter Material | Aluminium |
| Rotortyp | Ausschwingrotor |
| Abmessungen (Ø x Länge) | 29 × 115 mm |
| Kapazität | 6 |
| Volumen der Röhrchen | 50 ml |
| Max. Geschwindigkeit | 4200 rpm |
| Max. RCF | 3160 × g |
| Röhrhersteller | Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc. |
| Autoklavierbar | + |



KAT.-NUMMER

BS-010221-HK

Rotor Ri-6

ZUBEHÖR



LMC-56
Without rotor
Laborzentrifuge

Neue moderne Laborzentrifuge **LMC-56**, die für die bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Entnahme der erforderlichen Proben konzipiert wurde. Sie ermöglicht den Betrieb mit Röhrchen, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikroteströhrchen und Platten.

Unsere ...

[Mehr](#)



BI-25-6
BS-010221-VK
Adapter-Set

Für Rotor R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P optional Adapterset (6 St.) - BI-25-6 für 25 ml konische Röhrchen



RR-U
BS-010208-UK
Rotorhalter

Rotorhalter