

Ri-6P, Rotor

BESCHREIBUNG

Ausschwingrotor für Zentrifugenröhrchen mit konischem Unterteil. Plastikeimer (POM Kocetal).

TECHNISCHE DATEN

Röhrchenhalter Material	POM Kocetal
Rotortyp	Ausschwingrotor
Abmessungen (Ø x Länge)	29 × 115 mm
Kapazität	6
Volumen der Röhrchen	50 ml
Max. Geschwindigkeit	4200 rpm
Max. RCF	3160 × g
Max. Temperatur	150 °C
Röhrchenhersteller	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.
Autoklavierbar	+



KAT.-NUMMER

BS-010221-IK

Rotor Ri-6P

ZUBEHÖR



LMC-56
Without rotor
Laborzentrifuge

Neue moderne Laborzentrifuge **LMC-56**, die für die bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Entnahme der erforderlichen Proben konzipiert wurde. Sie ermöglicht den Betrieb mit Röhrchen, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikroteströhrchen und Platten.

Unsere ...

[Mehr](#)



BI-25-6
BS-010221-VK
Adapter-Set

Für Rotor R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P optional Adapterset (6 St.) - BI-25-6 für 25 ml konische Röhrchen



RR-U
BS-010208-UK
Rotorhalter

Rotorhalter



BN-11/30
BS-010208-ZK

Ersatzadaptersatz für Rotor R-6P (POM Kocetal) (6 Stück).