

Ri-12/15, Rotor

BESCHREIBUNG

Ausschwingrotor für Zentrifugenröhrchen mit konischem Unterteil.

TECHNISCHE DATEN

Rotortyp	Ausschwingrotor
Abmessungen (Ø x Länge)	17 × 120 mm
Kapazität	12
Volumen der Röhrchen	15 ml
Max. Geschwindigkeit	4200 rpm
Max. RCF	3160 × g
Rohrhersteller	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.
Autoklavierbar	+



KAT.-NUMMER

BS-010221-KK

Rotor Ri-12/15

ZUBEHÖR



LMC-56
Without rotor
Laborzentrifuge

Neue moderne Laborzentrifuge **LMC-56**, die für die bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Entnahme der erforderlichen Proben konzipiert wurde. Sie ermöglicht den Betrieb mit Röhrchen, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikroströhrchen und Platten.

Unsere ...

[Mehr](#)



RR-U
BS-010208-UK
Rotorhalter

Rotorhalter



BN-17/120
BS-010208-TK

Ersatzadaptersatz für Rotor R-12/15 (12 Stück).