

Ri-2, Rotor

BESCHREIBUNG

Ausschwingrotor für Standard-96-Well-Mikrotiterplatten, PCR-Platten mit Rand, Deepwell-Platten bis 45 mm.

TECHNISCHE DATEN

Rotortyp	Ausschwingrotor
Abmessungen (B×L)	128 × 85.6 mm
Max. Höhe	<45 mm
Kapazität	2
Max. Geschwindigkeit	2000 rpm
Max. RCF	560 × g
Rohrhersteller	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, etc.
Autoklavierbar	+



KAT.-NUMMER

BS-010221-GK

Rotor Ri-2

ZUBEHÖR



LMC-56
 Without rotor
 Laborzentrifuge

Neue moderne Laborzentrifuge **LMC-56**, die für die bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Entnahme der erforderlichen Proben konzipiert wurde. Sie ermöglicht den Betrieb mit Röhrchen, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikroströhrchen und Platten.

Unsere ...

[Mehr](#)



AP-96
 BS-010219-DK
 Adapter

2 Adapter für halb- und nicht gekurvte PCR-Platten - von Ertacetal® C gemacht, Autoklavierbar



AP-384
 BS-010219-EK
 Adapter

2 Adapter für 384-Well-Platten - von Ertacetal® C gemacht, Autoklavierbar



RR-U
 BS-010208-UK
 Rotorhalter

Rotorhalter