

Ri-2, Rotor

■ BESCHREIBUNG

Ausschwingrotor für Standard-96-Well-Mikrotiterplatten, PCR-Platten mit Rand, Deepwell-Platten bis 45 mm.

■ TECHNISCHE DATEN

Rotortyp	Ausschwingrotor
Abmessungen (B×L)	128 × 85.6 mm
Max. Höhe	<45 mm
Kapazität	2
Max. Geschwindigkeit	2000 rpm
Max. RCF	560 × g
Rohrhersteller	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, etc.
Autoklavierbar	+



■ KAT.-NUMMER

BS-010221-GK Rotor Ri-2

ZUBEHÖR



LMC-56 Without rotor Laborzentrifuge

Neue moderne Laborzentrifuge LMC-56, die für die bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Entnahme der erforderlichen Proben konzipiert wurde. Sie ermöglicht den Betrieb mit Röhrchen, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikroteströhrchen und Platten.

Unsere ...

<u>Mehr</u>



AP-96 BS-010219-DK Adapter

2 Adapter für halb- und nicht gekurvte PCR-Platten - von Ertacetal® C gemacht, Autoklavierbar



AP-384 BS-010219-EK Adapter

2 Adapter für 384-Well-Platten von Ertacetal® C gemacht, Autoklavierbar



RR-U BS-010208-UK Rotorhalter

Rotorhalter

Ri-2, Rotor Page 1 of 1