

Ri-24GC, Rotor

BESCHREIBUNG

Rotor für 24 Gelkarten für Blutgruppenserologietestung (Forward Group, Reverse Group, RhD-Typ und dreizeiliges Antikörperscreening) RCF 280 x g

TECHNISCHE DATEN

Rotortyp	Ausschwingrotor
Abmessungen	53 × 74 mm
Kapazität	24
Max. Geschwindigkeit	1500 rpm
Max. RCF	280 × g
Gel-Karte Hersteller	Grifols, DiaMed, etc.
Autoklavierbar	+



KAT.-NUMMER

BS-010221-NK

Rotor Ri-24GC

ZUBEHÖR



LMC-56
Without rotor
Laborzentrifuge

Neue moderne Laborzentrifuge **LMC-56**, die für die bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Entnahme der erforderlichen Proben konzipiert wurde. Sie ermöglicht den Betrieb mit Röhrchen, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikroteströhrchen und Platten.

Unsere ...

[Mehr](#)



RR-U
BS-010208-UK
Rotorhalter

Rotorhalter