

RMT-24, Rotor

BESCHREIBUNG

Festwinkelrotor für 24 - 1,5 oder 2 ml Mikroröhrchen

TECHNISCHE DATEN

Kapazität	24
Max. Geschwindigkeit	6000 rpm
Max. RCF	3750 × g



KAT.-NUMMER

BS-010221-BK

Rotor RMT-24

ZUBEHÖR



LMC-4200R

Without rotor
Gekühlte Laborzentrifuge

Die Tischzentrifuge für Labore mit Kühlung **LMC-4200R** bietet Temperaturregelung des Biomaterials während der Zentrifugation. Die Temperaturregelung des sogen. „Kühlregals“ ist unter Enzymologen und Zellbiologen unabdingbar, weil sie die Reproduzierbarkeit ...

[Mehr](#)



LMC-56

Without rotor
Laborzentrifuge

Neue moderne Laborzentrifuge **LMC-56**, die für die bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Entnahme der erforderlichen Proben konzipiert wurde. Sie ermöglicht den Betrieb mit Röhrchen, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikrotiteröhrchen und Platten.

Unsere ...

[Mehr](#)



RR-U

BS-010208-UK
Rotorhalter

Rotorhalter