

# RMT-24, Rotor

#### ■ BESCHREIBUNG

Festwinkelrotor für 24 - 1,5 oder 2 ml Mikroröhrchen

### ■ TECHNISCHE DATEN

Kapazität	24
Max. Geschwindigkeit	6000 rpm
Max. RCF	3750 × g



### ■ KAT.-NUMMER

BS-010221-BK

Rotor RMT-24

## ■ ZUBEHÖR



LMC-4200R Without rotor gekühlte Laborzentrifuge

Die Tischzentrifuge für Labore mit Kühlung LMC-4200R bietet Temperatursteuerung des Biomaterials während der Zentrifugation. Die Temperatursteuerung des sogen. "Kühlregals" ist unter Enzymologen und Zellbiologen unabdingbar, weil sie die zur Reproduzierbarkeit ...

Mehr



LMC-56 Without rotor Laborzentrifuge

Neue moderne Laborzentrifuge LMC-56, die für die bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Entnahme der erforderlichen Proben konzipiert wurde. Sie ermöglicht den Betrieb mit Röhrchen, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikroteströhrchen und Platten.

Unsere ...

<u>Mehr</u>



RR-U BS-010208-UK Rotorhalter

Rotorhalter

RMT-24, Rotor Page 1 of 1