

# BA-2/50, Adapter

## BESCHREIBUNG

Adapter für 2 Zentrifugenröhrchen à 50 ml (4er-Set)

## TECHNISCHE DATEN

Röhrchenhalter Material	Aluminium
Rotortyp	Ausschwingrotor
Abmessungen (Ø x Länge)	29 × 115 mm
Kapazität	2
Volumen der Röhrchen	50 ml
Max. Geschwindigkeit	4200 rpm
Max. RCF	3260 × g
Röhrchenhersteller	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.



## KAT.-NUMMER

BS-010221-CK

BA-2/50

## ZUBEHÖR



**LMC-56**  
Without rotor  
Laborzentrifuge

Neue moderne Laborzentrifuge **LMC-56**, die für die bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Entnahme der erforderlichen Proben konzipiert wurde. Sie ermöglicht den Betrieb mit Röhrchen, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikroströhrchen und Platten.

Unsere ...

[Mehr](#)



**BR-4U**  
BS-010221-AK  
Rotor

Ausschwingrotor ohne adapter



**BI-25-8**  
BS-010221-UK  
Adapter-Set

Für BA-2/50 optional Adapterset (8 St.) - BI-25-8 für 25 ml konische Röhrchen



**RR-U**  
BS-010208-UK  
Rotorhalter

Rotorhalter