

BA-4/FT, Adapter

BESCHREIBUNG

Adapter für 4 Zentrifugenröhrchen mit konischem Unterteil à 15 ml (4er-Set)

TECHNISCHE DATEN

Röhrchenhalter Material	POM Kocetal
Rotortyp	Ausschwingrotor
Kapazität	4
Volumen der Röhrchen	15 ml
Max. Geschwindigkeit	4200 rpm
Max. RCF	3260 × g
Röhrchenhersteller	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.



KAT.-NUMMER

BS-010221-YK

BA-4/FT

ZUBEHÖR



LMC-56
Without rotor
Laborzentrifuge



BR-4U
BS-010221-AK
Rotor
Ausschwingrotor ohne adapter



RR-U
BS-010208-UK
Rotorhalter
Rotorhalter

Neue moderne Laborzentrifuge **LMC-56**, die für die bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Entnahme der erforderlichen Proben konzipiert wurde. Sie ermöglicht den Betrieb mit Röhrchen, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikroteströhrchen und Platten.

Unsere ...

[Mehr](#)