

BA-4/RT, Adapter

BESCHREIBUNG

Adapter für 4 Zentrifugenröhrchen mit rundem Unterteil à 10 ml (4er-Set)

TECHNISCHE DATEN

Röhrchenhalter Material	POM Kocetal
Rotortyp	Ausschwingrotor
Kapazität	4
Volumen der Röhrchen	10–15 ml
Max. Geschwindigkeit	4200 rpm
Max. RCF	2960 × g
Röhrhersteller	Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc.



KAT.-NUMMER

BS-010221-3K

BA-4/RT

ZUBEHÖR



LMC-56
Without rotor
Laborzentrifuge

Neue moderne Laborzentrifuge **LMC-56**, die für die bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Entnahme der erforderlichen Proben konzipiert wurde. Sie ermöglicht den Betrieb mit Röhrchen, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikroteströhrchen und Platten.

Unsere ...

[Mehr](#)



BR-4U
BS-010221-AK
Rotor

Ausschwingrotor ohne adapter



RR-U
BS-010208-UK
Rotorhalter

Rotorhalter