

BA-8/5, Adapter

BESCHREIBUNG

Adapter für 8 Zentrifugenröhrchen à 5 ml (4er-Set)

TECHNISCHE DATEN

Röhrchenhalter Material	POM Kocetal
Rotortyp	Ausschwingrotor
Kapazität	8
Volumen der Röhrchen	5 ml
Max. Geschwindigkeit	4200 rpm
Max. RCF	2370 × g



KAT.-NUMMER

BS-010221-FK

BA-8/5

ZUBEHÖR



LMC-56
Without rotor
Laborzentrifuge



BR-4U
BS-010221-AK
Rotor
Ausschwingrotor ohne adapter



RR-U
BS-010208-UK
Rotorhalter
Rotorhalter

Neue moderne Laborzentrifuge **LMC-56**, die für die bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Entnahme der erforderlichen Proben konzipiert wurde. Sie ermöglicht den Betrieb mit Röhrchen, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikroströhrchen und Platten.

Unsere ...

[Mehr](#)