

BA-14/2U, Adapter

BESCHREIBUNG

Adapter für 14 Röhrchen à 2 ml (4er-Set)

TECHNISCHE DATEN

Röhrchenhalter Material	POM Kocetal
Rotortyp	Ausschwingrotor
Kapazität	14
Volumen der Röhrchen	2 ml
Max. Geschwindigkeit	4200 rpm
Max. RCF	2070 × g
Röhrhersteller	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one, etc.



KAT.-NUMMER

BS-010221-JK

BA-14/2U

ZUBEHÖR



LMC-56
Without rotor
Laborzentrifuge



BR-4U
BS-010221-AK
Rotor



RR-U
BS-010208-UK
Rotorhalter

Neue moderne Laborzentrifuge **LMC-56**, die für die bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Entnahme der erforderlichen Proben konzipiert wurde. Sie ermöglicht den Betrieb mit Röhrchen, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikroströhrchen und Platten.

Unsere ...

[Mehr](#)

Ausschwingrotor ohne adapter

Rotorhalter