

BR-4U, Rotor

BESCHREIBUNG

Ausschwingrotor ohne adapter

TECHNISCHE DATEN

Rotortyp

Ausschwingrotor

Max. Geschwindigkeit

4200 rpm



KAT.-NUMMER

BS-010221-AK

BR-4U, Rotor

ZUBEHÖR



LMC-56
Without rotor
Laborzentrifuge

Neue moderne Laborzentrifuge **LMC-56**, die für die bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Entnahme der erforderlichen Proben konzipiert wurde. Sie ermöglicht den Betrieb mit Röhren, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikroteströhren und Platten.

Unsere ...

[Mehr](#)



BA-2/50
BS-010221-CK
Adapter

Adapter für 2 Zentrifugenröhren à 50 ml (4er-Set)



BI-25-8
BS-010221-UK
Adapter-Set

Für BA-2/50 optional Adapterset (8 St.) - BI-25-8 für 25 ml konische Röhren



BA-4/FT
BS-010221-YK
Adapter

Adapter für 4 Zentrifugenröhren mit konischem Unterteil à 15 ml (4er-Set)



BA-4/VT
BS-010221-4K
Adapter

Adapter für für vier Vacutainer-Adapter (4er-Set). Inklusive 8–9 ml [16 x 100] Vacutainer-Adapter, BN-16/100-16.



BN-13/75-16
BS-010221-OK
Adapter-Set

Für BA-4/VT optional Adapterset (16 St.) - BN-13/75-16 für Vacutainer 2-5 ml [13x75]



BN-13/100-16
BS-010221-PK
Adapter-Set

Für BA-4/VT optional Adapterset (16 St.) - BN-13/100-16 für Vacutainer 4-8 ml [13x100]



BN-16/100-16
BS-010221-QK
Adapter-Set

Für BA-4/VT optional Adapterset (12 St.) - BN-16/100-16 für Vacutainer 8-10 ml [16x100]



BA-4/RT
BS-010221-3K
Adapter

Adapter für 4 Zentrifugenröhren mit rundem Unterteil à 10 ml (4er-Set)



BA-8/5
BS-010221-FK
Adapter

Adapter für 8 Zentrifugenröhren à 5 ml (4er-Set)



BA-14/2U
BS-010221-JK
Adapter

Adapter für 14 röhren à 2 ml (4er-Set)



RR-U
BS-010208-UK
Rotorhalter

Rotorhalter