

BN-13/75-16, Adapter-Set

BESCHREIBUNG

Für BA-4/VT optional Adapterset (16 St.) - BN-13/75-16 für Vacutainer 2-5 ml [13x75]



KAT.-NUMMER

BS-010221-OK

Für BA-4/VT optional Adapterset (16 St.) - BN-13/75-16 für Vacutainer 2-5 ml

ZUBEHÖR



LMC-56
Without rotor
Laborzentrifuge

Neue moderne Laborzentrifuge **LMC-56**, die für die bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Entnahme der erforderlichen Proben konzipiert wurde. Sie ermöglicht den Betrieb mit Röhrchen, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikroströhrchen und Platten.

Unsere ...

[Mehr](#)



BR-4U
BS-010221-AK
Rotor

Ausschwingrotor ohne adapter



BA-4/VT
BS-010221-4K
Adapter

Adapter für für vier Vacutainer-Adapter (4er-Set). Inklusive 8-9 ml [16 x 100] Vacutainer-Adapter, BN-16/100-16.