

# BN-16/100-16, Adapter-Set

## BESCHREIBUNG

Für BA-4/VT optional Adapterset (12 St.) - BN-16/100-16 für Vacutainer 8-10 ml [16x100]



## KAT.-NUMMER

BS-010221-QK

Für BA-4/VT optional Adapterset (12 St.) - BN-16/100-16 für Vacutainer 8-10 ml

## ZUBEHÖR



**LMC-56**  
Without rotor  
Laborzentrifuge

Neue moderne Laborzentrifuge **LMC-56**, die für die bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Entnahme der erforderlichen Proben konzipiert wurde. Sie ermöglicht den Betrieb mit Röhrchen, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikroteströhrchen und Platten.

Unsere ...

[Mehr](#)



**BR-4U**  
BS-010221-AK  
Rotor

Ausschwingrotor ohne adapter



**BA-4/VT**  
BS-010221-4K  
Adapter

Adapter für für vier Vacutainer-Adapter (4er-Set). Inklusive 8-9 ml [16 x 100] Vacutainer-Adapter, BN-16/100-16.