

# BN-13/100-24, Adapter-Set

## BESCHREIBUNG

Für Rotor R-24/10, Ri-24/10 optional Adapterset (24 St.) - BN-13/100-24 für Vacutainer 4-8 ml




## KAT.-NUMMER

BS-010221-SK

Für Rotor R-24/10, Ri-24/10 optional Adapterset (24 St.) - BN-13/100-24 für Vacutainer 4-8 ml

## ZUBEHÖR



**LMC-4200R**

Without rotor  
gekühlte Laborzentrifuge

Die Tischzentrifuge für Labore mit Kühlung **LMC-4200R** bietet Temperatursteuerung des Biomaterials während der Zentrifugation. Die Temperatursteuerung des sogen. „Kühlregals“ ist unter Enzymologen und Zellbiologen unabdingbar, weil sie die Reproduzierbarkeit ...

[Mehr](#)



**LMC-56**

Without rotor  
Laborzentrifuge

Neue moderne Laborzentrifuge **LMC-56**, die für die bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Entnahme der erforderlichen Proben konzipiert wurde. Sie ermöglicht den Betrieb mit Röhren, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikroteströhren und Platten.

Unsere ...

[Mehr](#)



**R-24/10**

BS-010212-JK  
Rotor

Ausschwingrotor für Zentrifugenröhrchen mit rundem Unterteil



**Ri-24/10**

BS-010221-LK  
Rotor

Ausschwingrotor für Zentrifugenröhrchen mit rundem Unterteil