

BN-16/100-24, Adapter-Set

BESCHREIBUNG

Für Rotor R-24/10, Ri-24/10 optional Adapterset (24 St.) - BN-16/100-24 für Vacutainer 8-10 ml



KAT.-NUMMER

BS-010221-TK

Für Rotor R-24/10, Ri-24/10 optional Adapterset (24 St.) - BN-16/100-24 für Vacutainer 8-10 ml

ZUBEHÖR



LMC-4200R
Without rotor
gekühlte Laborzentrifuge

Die Tischzentrifuge für Labore mit Kühlung **LMC-4200R** bietet Temperatursteuerung des Biomaterials während der Zentrifugation. Die Temperatursteuerung des sogen. „Kühlregals“ ist unter Enzymologen und Zellbiologen unabdingbar, weil sie die Reproduzierbarkeit ...

[Mehr](#)



LMC-56
Without rotor
Laborzentrifuge

Neue moderne Laborzentrifuge **LMC-56**, die für die bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Entnahme der erforderlichen Proben konzipiert wurde. Sie ermöglicht den Betrieb mit Röhren, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikroteströhren und Platten.

Unsere ...

[Mehr](#)



R-24/10
BS-010212-JK
Rotor

Ausschwingrotor für Zentrifugenröhrchen mit rundem Unterteil



Ri-24/10
BS-010221-LK
Rotor

Ausschwingrotor für Zentrifugenröhrchen mit rundem Unterteil