

# BI-25-8, Adapter-Set

## BESCHREIBUNG

Für BA-2/50 optional Adapterset (8 St.) - BI-25-8 für 25 ml konische Röhren



## KAT.-NUMMER

**BS-010221-UK**

Für BA-2/50 optional Adapterset (8 St.) - BI-25-8 für 25 ml konische Röhren

## ZUBEHÖR



**LMC-56**  
Without rotor  
Laborzentrifuge

Neue moderne Laborzentrifuge **LMC-56**, die für die bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Entnahme der erforderlichen Proben konzipiert wurde. Sie ermöglicht den Betrieb mit Röhren, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikroströhren und Platten.

Unsere ...

[Mehr](#)



**BR-4U**  
BS-010221-AK  
Rotor

Ausschwingrotor ohne adapter



**BA-2/50**  
BS-010221-CK  
Adapter

Adapter für 2  
Zentrifugenröhren à 50 ml  
(4er-Set)