


B-05E, block

BESCHREIBUNG

B-05E Block für eine Deep-Well-Platte Eppendorf® 96/500 µl - Cat.No. 0030501101



KAT.-NUMMER

BS-010159-QK

B-05E Block für eine Deep-Well-Platte
Eppendorf® 96/500 µl



TS-DW
Without thermoblock
Thermoschüttler für Deep-Well-Platten

Der **TS-DW** Thermoschüttler wurde zum Schütteln und Temperieren von Deep-Well-Platten entworfen. Ein Multisystemprinzip, das beim Entwurf von Thermoschüttlern verwendet wird, integriert den Betrieb von 3 unabhängigen Geräten in einem:

- Inkubator; ...

[Mehr](#)