


# B-05PO, block

## ■ BESCHREIBUNG

B-05PO Block für eine Deep-Well-Platte PlateOne® 96/500 µl - Cat.No. S1896-5000



## ■ KAT.-NUMMER

BS-010159-OK

B-05PO Block für eine Deep-Well-Platte  
PlateOne® 96/500 µl



TS-DW  
Without thermoblock  
Thermoschüttler für Deep-Well-Platten

Der **TS-DW** Thermoschüttler wurde zum Schütteln und Temperieren von Deep-Well-Platten entworfen. Ein Multisystemprinzip, das beim Entwurf von Thermoschüttlern verwendet wird, integriert den Betrieb von 3 unabhängigen Geräten in einem:

- Inkubator; ...

[Mehr](#)