


B-12AB, block

■ BESCHREIBUNG

B-12AB Block für eine Deep-Well-Platte Abgene™ Storage Plate 96/1200 µl - Cat.No. AB0564, AB0787



■ KAT.-NUMMER

BS-010159-SK

B-12AB Block für eine Deep-Well-Platte Abgene™
Storage Plate 96/1200 µl



TS-DW
Without thermoblock
Thermoschüttler für Deep-Well-Platten

Der **TS-DW** Thermoschüttler wurde zum Schütteln und Temperieren von Deep-Well-Platten entworfen. Ein Multisystemprinzip, das beim Entwurf von Thermoschüttlern verwendet wird, integriert den Betrieb von 3 unabhängigen Geräten in einem:

- Inkubator; ...

[Mehr](#)