


# B-2R, block

## BESCHREIBUNG

B-2R Block für eine Deep-Well-Platte Riplate® 96/2000 µl - Cat.No. 43001-0103



## KAT.-NUMMER

**BS-010159-TK**

B-2R Block für eine Deep-Well-Platte Riplate®  
96/2000 µl



**TS-DW**  
Without thermoblock  
Thermoschüttler für Deep-Well-Platten

Der **TS-DW** Thermoschüttler wurde zum Schütteln und Temperieren von Deep-Well-Platten entworfen. Ein Multisystemprinzip, das beim Entwurf von Thermoschüttlern verwendet wird, integriert den Betrieb von 3 unabhängigen Geräten in einem:

- Inkubator; ...

[Mehr](#)