


# B-2PO, block

## ■ BESCHREIBUNG

B-2PO Block für eine Deep-Well-Platte PlateOne® 96/2000 µl - Cat.No. S1896-2000



## ■ KAT.-NUMMER

**BS-010159-NK**

B-2PO Block für eine Deep-Well-Platte  
PlateOne® 96/2000 µl



TS-DW  
Without thermoblock  
Thermoschüttler für Deep-Well-Platten

Der **TS-DW** Thermoschüttler wurde zum Schütteln und Temperieren von Deep-Well-Platten entworfen. Ein Multisystemprinzip, das beim Entwurf von Thermoschüttlern verwendet wird, integriert den Betrieb von 3 unabhängigen Geräten in einem:

- Inkubator; ...

[Mehr](#)