


B-2SL, block

BESCHREIBUNG

B-2SL Block für eine Deep-Well-Platte Starlab® 96/1200 µl - Cat.No. E2896-0120



KAT.-NUMMER

BS-010159-IK

B-2SL Block für eine Deep-Well-Platte Starlab®
96/1200 µl



TS-DW
Without thermoblock
Thermoschüttler für Deep-Well-Platten

Der **TS-DW** Thermoschüttler wurde zum Schütteln und Temperieren von Deep-Well-Platten entworfen. Ein Multisystemprinzip, das beim Entwurf von Thermoschüttlern verwendet wird, integriert den Betrieb von 3 unabhängigen Geräten in einem:

- Inkubator; ...

[Mehr](#)