


B-2M, block

■ BESCHREIBUNG

B-2M Block für eine Deep-Well-Platte KingFisher™ Deepwell 96 Plate - Cat.No. 95040450



■ KAT.-NUMMER

BS-010159-RK

B-2M Block für eine Deep-Well-Platte KingFisher
Deepwell 96 Plate



TS-DW
Without thermoblock
Thermoschüttler für Deep-Well-Platten

Der **TS-DW** Thermoschüttler wurde zum Schütteln und Temperieren von Deep-Well-Platten entworfen. Ein Multisystemprinzip, das beim Entwurf von Thermoschüttlern verwendet wird, integriert den Betrieb von 3 unabhängigen Geräten in einem:

- Inkubator; ...

[Mehr](#)