

B-2SD, block

BESCHREIBUNG

B-2SD Block für eine Deep-Well-Platte Slicprep™ 96 - Cat.No. AB0932



KAT.-NUMMER

BS-010159-PK

B-2SD Block für eine Deep-Well-Platte
Slicprep™ 96



TS-DW
Without thermoblock
Thermoschüttler für Deep-Well-Platten

Der **TS-DW** Thermoschüttler wurde zum Schütteln und Temperieren von Deep-Well-Platten entworfen. Ein Multisystemprinzip, das beim Entwurf von Thermoschüttlern verwendet wird, integriert den Betrieb von 3 unabhängigen Geräten in einem:

- Inkubator; ...

[Mehr](#)