

LT-150, Höhenverstellbarer Tisch

BESCHREIBUNG

Elektrisch höhenverstellbarer Laborarbeitstisch.

- Das Set beinhaltet 2 Beine mit 2 Motoren.
- Controller mit Speicher - 4 Speichermodi, digitale Höhenanzeige, Taster mit Auf-/Ab-Bewegung.
- Einstellbare Höhe: 625 - 1280 mm.
- Tragfähigkeit: 86 kg.
- Arbeitsfläche aus chemikalienbeständigem Hochdrucklaminat, Stärke 25 mm, blaue Kante.

TECHNISCHE DATEN

Höchstlast	86 kg
Gesamtabmessungen (B x T x H)	1500 × 600 × 625 - 1280 mm
Gewicht	49 kg



KAT.-NUMMER

BS-040107-JK

LT-150, Höhenverstellbarer Tisch

ZUBEHÖR




UVC/T-AR
BS-040102-A13
PCR-Schrank

Der Biosan **UVC/T-AR** ist ein PCR-Schrank, der eine saubere, kontaminationsfreie Umgebung für PCR-Setups und andere Nukleinsäure-bezogene Arbeitsabläufe schafft.

Dieses Modell verfügt über ein duales UV-Dekontaminationssystem: eine offene 254 nm UV-C-Lampe ...

[Mehr](#)



LTD-1
BS-040107-OK
Schublade

Schublade mit rutschfester Silikonmatte und Soft-Close-Funktion. Kann nachträglich montiert werden.



SBR-1
BS-040107-NK
Steckdosenblock

Steckdosenblock, versenkbar, mit blauer LED.



UVC/T-M-AR
With built in socket and inlet for power cords
PCR-Schrank

Der Biosan **UVC/T-M-AR** ist ein PCR-Schrank, der eine saubere, kontaminationsfreie Umgebung für PCR-Setups und andere Nukleinsäure-bezogene Arbeitsabläufe schafft.

Dieses Modell verfügt über ein duales UV-Dekontaminationssystem: eine offene 254 nm UV-C-Lampe ...

[Mehr](#)



UVT-B-AR
With built in socket and inlet for power cords
PCR-Schrank

Der Biosan **UVT-B-AR** ist ein PCR-Schrank, der eine saubere, kontaminationsfreie Umgebung für PCR-Setups und andere Nukleinsäure-bezogene Arbeitsabläufe schafft.

Dieses Modell verfügt über ein duales UV-Dekontaminationssystem: eine offene 254 nm UV-C-Lampe ...

[Mehr](#)



UVT-S-AR
BS-040107-A07
PCR-Schrank

Der Biosan **UVT-S-AR** ist ein PCR-Schrank, der eine saubere, kontaminationsfreie Umgebung für PCR-Setups und andere Nukleinsäure-bezogene Arbeitsabläufe schafft.

Dieses Modell verfügt über ein duales UV-Dekontaminationssystem: eine offene 254 nm UV-C-Lampe ...

[Mehr](#)



LF-1
BS-050101-BK
Schubladeneinheit

Labormöbel in neuem modularem Design bieten Flexibilität und sind benutzerfreundlich.