

Peripher bedienbarer Spender - Klasse 2

BESCHREIBUNG

Peripher bedienbarer Spender mit 3 m Zulaufschlauch und Wasserverteilermodul



KAT.-NUMMER

BS-070104-JK

Peripher bedienbarer Spender

ZUBEHÖR



Labaqua Trace
BS-070105-A02
reinstwassersysteme

Labaqua Trace produziert Wasser, das die Anforderungen an anorganische Analysemethoden erfüllt.



Labaqua HPLC
BS-070104-A02
reinstwassersysteme

Labaqua HPLC produziert Wasser mit sehr niedrigem Gehalt an organischem Kohlenstoff (TOC), das die Anforderungen an die Methoden der Flüssigkeitschromatographie erfüllt. **Labaqua HPLC**-Wasser kann ebenfalls für einige mikrobiologische und ...

[Mehr](#)



Labaqua Bio
30 l Vorratstank
reinstwassersysteme

Das **Labaqua Bio**-System produziert Wasser mit sehr niedrigem organischem Gehalt bzw. Gehalt an RNase/DNase, das sich für den Einsatz in der Molekularbiologie eignet, einschließlich RNase-sensitiver Anwendungen.