

BA-4/VT, Adapter

BESCHREIBUNG

Adapter für vier Vacutainer-Adapter (4er-Set). Inklusive 8–9 ml [16 x 100] Vacutainer-Adapter, BN-16/100-16.

TECHNISCHE DATEN

Röhrchenhalter Material	POM Kocetal
Rotortyp	Ausschwingrotor
Kapazität	4
Volumen der Röhrchen	2-9 ml
Max. Geschwindigkeit	4200 rpm
Max. RCF	2960 × g



KAT.-NUMMER

BS-010221-4K

BA-4/VT



LMC-56
Without rotor
Laborzentrifuge

Neue moderne Laborzentrifuge **LMC-56**, die für die bequeme Sedimentation, Zentrifugation und Entnahme der erforderlichen Proben konzipiert wurde. Sie ermöglicht den Betrieb mit Röhrchen, Blutentnahmesystemen, Gelkarten, Mikroteströhrchen und Platten.

Unsere ...

[Mehr](#)



BR-4U
BS-010221-AK
Rotor

Ausschwingrotor ohne adapter



BN-13/75-16
BS-010221-OK
Adapter-Set

Für BA-4/VT optional Adapterset (16 St.) - BN-13/75-16 für Vacutainer 2-5 ml [13x75]



BN-13/100-16
BS-010221-PK
Adapter-Set

Für BA-4/VT optional Adapterset (16 St.) - BN-13/100-16 für Vacutainer 4-8 ml [13x100]



BN-16/100-16
BS-010221-QK
Adapter-Set

Für BA-4/VT optional Adapterset (12 St.) - BN-16/100-16 für Vacutainer 8-10 ml [16x100]



RR-U
BS-010208-UK
Rotorhalter

Rotorhalter