

Peripher bedienbarer Spender - Klasse 1

BESCHREIBUNG

Der Reinstwasserspender ist für die Ausgabe von Reinstwasser konzipiert, das den Wasseranforderungen der ISO 3696 Klasse I entspricht.

- Die Steuerung des Spenders erfolgt über das Bedienfeld und eine Ausgabetaste am Wasserspender.
- Der Spender ist über zwei 1/4-Zoll-JG-Schläuche an das Wasseraufbereitungssystem angeschlossen.
- Der Spender ist auf einem Stiel montiert, der eine Drehung um 360 Grad um die Achse und eine Höhenverstellung ermöglicht.
- Auf Wunsch kann der Spender zur einfacheren Wasserabgabe vom Stiel abgenommen werden.



KAT.-NUMMER

BS-070110-AK

Peripher bedienbarer Spender - Klasse 1

ZUBEHÖR



Labqua Trace
BS-070105-A02
reinstwassersysteme

Labqua Trace produziert Wasser, das die Anforderungen an anorganische Analysemethoden erfüllt.



Labqua HPLC
BS-070104-A02
reinstwassersysteme

Labqua HPLC produziert Wasser mit sehr niedrigem Gehalt an organischem Kohlenstoff (TOC), das die Anforderungen an die Methoden der Flüssigkeitschromatographie erfüllt. **Labqua HPLC**-Wasser kann ebenfalls für einige mikrobiologische und ...

[Mehr](#)



Labqua Bio
30 l Vorratstank
reinstwassersysteme

Das **Labqua Bio**-System produziert Wasser mit sehr niedrigem organischem Gehalt bzw. Gehalt an RNase/DNase, das sich für den Einsatz in der Molekularbiologie eignet, einschließlich RNase-sensitiver Anwendungen.