

1000 µl Filterspitzen

BESCHREIBUNG

Eigenschaften von Filterspitzen:

- Die Filterspitzen bestehen aus hochwertigem medizinischem Polypropylen und das Filterelement besteht aus Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht, das eine gute Hydrophobie aufweist
- Das Filterelement schützt die Pipette effektiv vor Feuchtigkeit, um eine sichere Aufnahme der Probe zu gewährleisten
- Keine innere Oberflächenbeschichtung, keine Kontamination der Probe
- Hat genaue Markierungen
- Frei von DNS, Ribonuklease und Pyrogenen
- Geeignet für konventionelle Pipetten wie Biosan (Assist-Serie) Eppendorf und Gilson
- Lieferung in sterilen Racks, 96 Stk. im Ständer



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (H×Ø)

86 × 0.8 mm

KAT.-NUMMER

BHZ05R1W-FS

1000 µl - 96 Stück im Ständer