

LVH-001, Homogenisierungsröhrchen mit Cerium stabilisierten Zirkonoxid-Keramikperlen

BESCHREIBUNG

VeriLab LVH-001 Ceriumstabilisierte Zirkoniumoxid-Keramikperlen, speziell für die Homogenisierung biologischer Proben entwickelt. Diese hochwertigen Keramikperlen sind ideal für den Einsatz in elektromechanischen Homogenisatoren und gewährleisten eine effiziente und konsistente Probenzerkleinerung.

Hauptmerkmale:

- Premiumqualität: Diese Perlen werden aus Ceriumstabilisiertem Zirkoniumoxid hergestellt und bieten außergewöhnliche Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.
- Optimale Größe: Kalibriert auf 1,2–1,4 mm, perfekt für eine effiziente Homogenisierung.
- Praktische Verpackung: Jedes Kit enthält 100 x 2 ml-Röhrchen, die jeweils kalibrierte Keramikperlen enthalten, sowie zwei 24 ml-Fläschchen mit Lösung zur Probenvorbereitung (SSP).
- Vielseitige Verwendung: Geeignet für eine breite Palette biologischer Proben, einschließlich Zecken, anderer Arthropoden und verschiedener Gewebetypen (Lunge, Niere, Leber, Darm, Milz, Bauchspeicheldrüse, Lymphknoten, Gehirn, Luftröhre, Herz, Magen, Binde- oder Muskelgewebe, Bänder oder Sehnen).
- Erhältlich in unsteriler/steriler Version



TECHNISCHE DATEN

Röhrchen Volumen	2 ml
------------------	------

KAT.-NUMMER

LVH-001	Homogenisierungsröhrchen, 100 Stück, 1,2-1,4 mm Cerium stabilisiertes Zirkonoxid
LVH-001-S	Steril (DNA-, RNA-frei), Homogenisierungsröhrchen, 100 Stück, 1,2-1,4 mm Cerstabilisiertes Zirkonoxid



RCP-24
BS-010701-A02
Homogenisator

Homogenisator **RCP-24**, ein mechanisches Tischgerät zum Mischen, Mahlen, Homogenisieren und Emulgieren von biologischen Objekten in Mikroröhrchen durch Schütteln mit harten Kügelchen zur Probenvorbereitung für nachfolgende akademische, pharmazeutische, biotechnologische oder ...

[Mehr](#)